

LÖWENSTEIN
medical



CARA



Крепкий сон.



CARA

CARA Full Face

CARA. Крепкий сон.

Современные назальные и полнолицевые маски серии CARA идеально отвечают требованиям пациента, обеспечивая безукоризненное прилегание, удобство ношения, оптимальную переносимость кожей, а также плавный и спокойный выдох. Наши востребованные на рынке маски CARA убеждают пациентов своей **легкостью, мягкой и удобной подушечкой, регулируемым оголовьем, превосходным прилеганием** и другими продуманными деталями. CARA – правильный выбор практически для каждого пользователя маски.

Подушечка маски – идеальное и стабильное прилегание

Первое приятное ощущение от маски сохраняется постоянно. Мягкая и удобная подушечка маски плотно прилегает и охватывает контуры лица, что обеспечивает длительный комфорт даже без налобной подушки.

Доверьтесь лучшему – поразительная тишина

Выдыхательная система с прилегающим шаровым шарниром отлично зарекомендовала себя на протяжении многих лет. Система оптимально усовершенствована в серии масок CARA. Маска состоит из небольшого комплекта деталей, что упрощает пользование, уменьшает общий вес и снижает нагрузку на окружающую среду благодаря сокращению количества материала при производстве и утилизации.

В маске создается диффузный поток воздуха, не беспокоящий пациента и спящего рядом, а закрытая верхняя зона предохраняет от выдыхаемого воздуха глаза пациента.

Отмеченная наградами CARA

Назальная маска CARA убедит вас, как и многих других.

Маска удостоена различных международных призов за дизайн, в числе которых Focus Open в 2018 году и German Design Award.



Focus Open 2018
Special Mention
BADEN-WÜRTTEMBERG
INTERNATIONAL DESIGN AWARD

Просто наденьте.



Отсоедините оба зажима от маски.



Наденьте оголовье поверх головы.



Закрепите нижние зажимы маски.



Отрегулируйте верхнюю часть оголовья так, чтобы она прилегала как можно свободнее, но при этом достаточно плотно.



Оголовье с цветным кодом -
цветная часть (бирюзового или
винного цвета) сверху

Мягкая и удобная мягкая насадка
маски трех размеров

Шнур для
экстренного снятия

Чрезвычайно
прочный
материал

На выбор съемное крепление
через специальную прорезь или
неразъемное крепление

Бесшумная и диффузная
выдыхательная система

Шаровой шарнир с 3D-вращением
на 360° для свободы движения



Отрегулируйте нижнюю
часть оголовья аналогич-
ным образом так, чтобы
она прилегала как можно
свободнее, но при этом
достаточно плотно.



Разместите оголовье на голове
так, чтобы нижняя часть не
закрывала мочки ушей.



Отрегулируйте на-
лобник так, чтобы он
располагался как можно
свободнее; он не должен
прилегать ко лбу.



Наш видеоролик для
пользователей вы най-
дете на YouTube.

Запасные части



Оголовье CARA
с зажимами ремней оголовья

XS: WM 25191
Стандартная комплектация: WM 25192



Оголовье CARA Full Face
с зажимами ремней оголовья

WM 25243



Оголовье XL CARA/CARA Full Face
без зажимов ремней оголовья

WM 25338



Мягкая насадка маски CARA

Размер XS: WM 25189
Размер S/M: WM 25238
Размер M/L: WM 25239



Мягкая насадка маски CARA Full Face

Размер S: WM 25601
Размер M: WM 25602
Размер L: WM 25603



Шнур для экстренного снятия CARA Full Face

WM 25623

Дополнительная информация о наших терапевтических изделиях, принадлежностях и системах дыхательных масок имеется на сайте loewensteinmedical.com

Технические данные

	CARA	CARA Full Face		CARA	CARA Full Face
Класс продукта согласно 93 / 42 / ЕЕС	II a	II a	Аэродинамическое сопротивление		
			• при 50 л/мин	0,2 гПа	0,15 гПа
			• при 100 л/мин	0,9 гПа	0,5 гПа
Размеры (высота x ширина x глубина)	72 x 112 x 70 мм (размер XS) 72 x 117 x 70 мм (размер S/M) 72 x 118 x 70 мм (размер M/L)	93 x 145 x 89 мм (размер S) 95 x 160 x 90 мм (размер M) 95 x 174 x 91 мм (размер L)	Аэродинамическое сопротивление, аварийный выдыхательный клапан		
			• Вдох при 50 л/мин	–	0,6 гПа
			• Выдох при 50 л/мин	–	0,8 гПа
Масса	58 г (размер XS) 59 г (размер S/M) 60 г (размер M/L)	93 г (размер S) 97 г (размер M) 102 г (размер L)	Уровень звукового давления, аварийный выдыхательный клапан		
			• Открыт:	–	0,5 гПа
			• Закрыт:	–	2,2 гПа
Мертвое пространство	74 мл (размер XS) 76 мл (размер S/M) 79 мл (размер M/L)	180 мл (размер S) 219 мл (размер M) 244 мл (размер L)	Заявленное двойное шумовыделение клапанов согласно ISO 4871		
Терапевтическое давление	4 гПа – 30 гПа	4 гПа – 25 гПа	• Уровень звукового давления:	18 дБ(А)	19 дБ(А)
Наконечник для подключения трубки: согласно EN ISO 5356-1	Ø 22 мм (штекер)	Ø 22 мм (штекер)	• Уровень звуковой мощности:	26 дБ(А)	27 дБ(А)
Диапазон температур			• Коэффициент неопределенности:	3 дБ(А)	3 дБ(А)
• Рабочий режим	от +5 °C до +40 °C	от +5 °C до +40 °C	Срок годности	5 лет	5 лет
• Хранение	от -20 °C до +70 °C	от -20 °C до +70 °C	Срок пользования	до 12 месяцев ¹	до 12 месяцев ¹
			Использованные стандарты	EN ISO 17510: 2020	EN ISO 17510: 2020

¹ Материалы, использованные при изготовлении дыхательных масок, подвержены старению, например, под воздействием агрессивных чистящих средств. Поэтому может потребоваться преждевременная замена деталей маски.

Описание аппарата	Размер	№ артикула
CARA Nasal	XS	WM 25590
CARA Nasal	S/M	WM 25600
CARA Nasal	M/L	WM 25610
CARA Full Face	S	WM 25630
CARA Full Face	M	WM 25640
CARA Full Face	L	WM 25650

CE 0197



made in
GERMANY

Löwenstein Medical Technology
Kronsaalsweg 40
22525 Hamburg, Германия
Тел. +49 40 54702-0
Ф +49 40 54702-461
info@loewensteinmedical.com

Официальный представитель
ООО „ЛЕВЕНШТАЙН МЕДИКАЛ РУС“
Ул. Космонавта Волкова 6А, 127299,
Москва, Россия
Тел. +7 916 927 85 86;
Ф +7 495 150 77 38
russia@loewensteinmedical.com
loewensteinmedical.com

Главный офис
Löwenstein Medical
Arzbacher Straße 80
56130 Bad Ems, Германия
Тел. +49 2603 9600-0
Ф +49 2603 9600-50
info@loewensteinmedical.com
loewensteinmedical.com

