



# JOYCEeasy

... sencillez genial.  
Nasal o Full. Más fácil imposible.

Realmente no puede ser más sencillo: todo en nuestras máscaras para respiración artificial JOYCEeasy está diseñado para un facilísimo manejo como, por ejemplo, el sencillo ajuste de la máscara directamente en el paciente y su intuitivo manejo. Al mismo tiempo, JOYCEeasy asegura una mayor adherencia terapéutica, ya que las fugas y las zonas de presión se reducen al mínimo mediante su óptimo ajuste. El sistema de espiración silencioso y difuso proporciona además un ambiente tranquilo en el dormitorio.

Sencillez genial por doquier:

- Libertad de movimiento ilimitada gracias a la conexión esférica **1**
- Sistema de espiración silencioso y difuso **2**
- Posibilidad de colocar y retirar con una mano
- Lengüetas de velcro codificadas por colores **3**
- Plástico extremadamente robusto
- Cinta de remoción para rápido retiro (solo Full Face)

## JOYCEeasy next FF JOYCEeasy Full Face

... el dúo perfecto.  
El ajuste adecuado para cada paciente.

Le hemos escuchado.  
Y hemos perfeccionado JOYCEeasy Full Face para adecuarla a sus necesidades prácticas:  
JOYCEeasy next FF tiene una almohadilla de máscara más amplia y perfeccionada en su totalidad, que mantiene un ajuste cómodo y estable incluso con presiones elevadas. Asimismo dispone de unas cintas para la cabeza que también se ajustan con una presión estable y cuyo clip se puede soltar fácilmente de la máscara gracias a su adecuada combinación de materiales y diseño ergonómico.

Beneficios para usted. La máscara adecuada para cada cara:  
JOYCEeasy next FF = de normal a obesa  
JOYCEeasy Full Face = de fina a angulosa


JOYCEeasy next FF



JOYCEeasy Full Face




JOYCEeasy nasal



## JOYCEeasy nasal

También la máscara nasal se ha seguido optimizando gracias a sus comentarios.  
La zona del dorso de la nariz es ahora más ancha, blanda y profunda y permite alojar fácil y cómodamente narices de mayor tamaño en la almohadilla. Gracias a una zona del labio superior más plana y flexible, la máscara se ajusta con mayor suavidad a la cara.

El aumento del tamaño de la almohadilla de la máscara hace posible que aún más pacientes puedan disfrutar de estas mejoras.  
Pero no se preocupe, en el tamaño S la almohadilla no ha variado, de forma que se sigue ajustando a las caras pequeñas.





Accesorios

Set de conexión esférica con puerto exhalatorio Nasal  
Anillo de fijación, codo, adaptador giratorio  
WM 15798

Set de conexión esférica con puerto exhalatorio easy next FF  
Anillo de fijación, codo, válvula antiasfixia, adaptador giratorio  
WM 15944

Set de conexión esférica con puerto exhalatorio Full Face  
Anillo de fijación, codo, válvula antiasfixia, adaptador giratorio  
WM 15897

Set de adaptador para endoscopia JOYCEeasy next FF NV / JOYCEeasy Full Face NV  
Anillo de fijación NV, codo para endoscopia NV  
WM 15864

Set de codo JOYCEeasy next FF NV / JOYCEeasy Full Face NV  
Anillo de fijación NV, codo NV  
WM 25269

Piezas de repuesto

WEINMANNstrap para JOYCEeasy nasal  
Incl. clips para cintas  
WM 25505

WEINMANNstrap para JOYCEeasy Full Face  
Incl. clips para cintas  
WM 25606

WEINMANNstrap para JOYCEeasy next FF  
Incl. clips para cintas  
WM 25105 (Full Face)

Almohadilla de máscara Silicona  
Tño. S WM 26803 (Nasal)  
WM 26853 (Full Face)  
WM 25104 (next FF)  
Tño. M WM 26813 (Nasal)  
WM 26863 (Full Face)  
WM 25114 (next FF)  
Tño. L WM 26823 (Nasal)  
WM 26873 (Full Face)  
WM 25124 (next FF)

Almohadilla para soporte frontal Silicona  
WM 26801 (Nasal y Full Face)

Denominación del producto	Tño.S	Tño.M	Tño.L
JOYCEeasy nasale	WM 25510	WM 25520	WM 25530
JOYCEeasy Full Face	WM 25910	WM 25920	WM 25930
JOYCEeasy next FF	WM 25109	WM 25119	WM 25129
JOYCEeasy next FF NV	WM 25159	WM 25169	WM 25179

Puede obtener más información sobre nuestras soluciones terapéuticas, accesorios y sistemas de máscara en [loewensteinmedical.de](http://loewensteinmedical.de)

CE 0197



© Protegido por las leyes de propiedad intelectual. Reproducción de cualquier tipo solo con la autorización expresa de Weinmann.

Löwenstein Medical Technology  
Kronsaalsweg 40, 22525 Hamburg  
Alemania  
T: +49 40 54702-0  
F: +49 40 54702-461  
[info@loewensteinmedical.de](mailto:info@loewensteinmedical.de)  
[www.loewensteinmedical.de](http://www.loewensteinmedical.de)



# JOYCEeasy

Una genialidad sencilla. Una sencillez genial.

