

## Tilbehør



Sæt kugleled vented Nasal  
Sikringsring, vinkel,  
drejebøsning  
WM 15798



Sæt kugleled Full Face vented  
(JOYCEeasy next FF)  
Sikringsring,  
vinkel,  
drejebøsning,  
nødudlåndingsventil  
WM 15944



Sæt kugleled Full Face vented  
(JOYCEeasy Full Face)  
Sikringsring,  
vinkel,  
drejebøsning,  
nødudlåndingsventil  
WM 15897



Udlosersnor  
WM 26890  
(Full Face)



Sæt endoskopadapter  
JOYCEeasy next FF NV /  
JOYCEeasy Full Face NV  
Sikringsring NV,  
endoskopvinkel NV  
WM 15864



Sæt vinkel  
JOYCEeasy next FF NV /  
JOYCEeasy Full Face NV  
Sikringsring NV,  
vinkel NV  
WM 25269

## Reservedele




WEINMANNstrap til  
JOYCEeasy nasal  
inkl. båndclips  
WM 25505



WEINMANNstrap til  
JOYCEeasy Full Face  
inkl. båndclips  
WM 25606



WEINMANNstrap til  
JOYCEeasy next FF  
inkl. båndclips  
WM 25105



Maskevulst  
Silikone  
Str. S WM 26803 (Nasal)  
WM 26853 (Full Face)  
WM 25104 (next FF)  
Str. M WM 26813 (Nasal)  
WM 26863 (Full Face)  
WM 25114 (next FF)  
Str. L WM 26823 (Nasal)  
WM 26873 (Full Face)  
WM 25124 (next FF)



Pandepolster  
Silikone  
WM 26801  
(Nasal og Full Face)

Produktbetegnelse	Str. S	Str. M	Str. L
JOYCEeasy Nasal	WM 25510	WM 25520	WM 25530
JOYCEeasy Full Face	WM 25910	WM 25920	WM 25930
JOYCEeasy next FF	WM 25109	WM 25119	WM 25129
JOYCEeasy next FF NV	WM 25159	WM 25169	WM 25179

Yderligere informationer om vores terapilösninger, tilbehør og maskesystemer findes på  
[loewensteinmedical.de](http://loewensteinmedical.de)



© Ophavsretligt beskyttet. Enhver form for mangfoldigelse må kun ske med udtrykkelig tilladelse fra Löwenstein Medical Technology.

€ 0197



F105en 904

Löwenstein Medical Technology  
Kronsaalsweg 40, 22525 Hamburg  
Tyskland  
Tlf.: +49 40 54702-0  
Fax: +49 40 54702-461  
[info@loewensteinmedical.de](mailto:info@loewensteinmedical.de)  
[www.loewensteinmedical.de](http://www.loewensteinmedical.de)



# JOYCEeasy

Genialt enkelt. Ganske enkelt genialt.





## JOYCEeasy

... genial enkelthed.  
Nasal eller Full Face. Ganske enkelt easy.

Nemmere bliver det virkelig ikke: Alt på vores ventilationsmasker JOYCEeasy har til formål at gøre betjeningen let som en leg. Det sikrer en enkel maskeindstilling direkte på patienten og en intuitiv håndtering. Samtidig sørger JOYCEeasy med det samme for bedre terapi-compliance, for lækager og tryksteder er reduceret til et minimum takket være sin gode pasform. Det støjsvage og diffuse udåndingssystem sørger desuden for et roligt soveværelsesmiljø.

Genial enkelthed hele vejen rundt:

- Grænseløs bevægelsesfrihed takket være kugleleddet 
- Støjsvagt og diffust udåndingssystem 
- Kan tages på og af med en hånd
- Farvekodede velcrostriber 
- Ekstremt robust kunststof
- Udløzersnor (kun Full Face)

### JOYCEeasy next FF JOYCEeasy Full Face

... den perfekte duo.  
Den rigtige pasform til alle.



Vi har lyttet til dig.

Og har forbedret JOYCEeasy Full Face i overensstemmelse med dine praktiske behov:

JOYCEeasy next FF med grundigt forbedret, stor maskevulst, der også sidder komfortabelt og stabilt ved højere tryk. Samt et hovedbånd, der ligeledes sidder trykstabilit, og hvis clips nemt kan løsnes fra masken takket være den rigtige kombination af materialer og ergonomisk design.

Din fordel - Den rigtige maske til ethvert ansigt:

JOYCEeasy next FF = normalt til fedladent  
JOYCEeasy Full Face = slankt til magert



## JOYCEeasy nasal

Også nasalmasken er optimeret yderligere takket være jeres tilbagemeldinger.

Et bredere, blødere og dybere næserygsområde gør det også muligt for større næser at dykke let og behageligt ned i vulsten. På grund af et fladere og mere fleksibelt overlæbeområde slutter masken endnu blødere tæt mod ansigtet.

Takket være en forstørrelse af maskevulsten kan endnu flere patienter nu drage fordel af disse forbedringer.

Bare rolig, den størrelsesmæssigt uændrede vulst i størrelse S passer også fortsat på små ansigter.