

CARA · JOYCEone · JOYCEeasy · JOYCE SilkGel · JOYCE
 CARA Full Face · JOYCEone Full Face · JOYCEeasy next FF · JOYCEeasy Full Face
 JOYCE Full Face SilkGel · JOYCE Full Face · JOYCE Full Face^{plus}
 JOYCEclinic FF
 NP 15



Order Overview
 Resumen del pedido
 Resumo de encomenda
 Katalog produktów
 Genel görünüş

Nasal mask · Máscara nasal · Máscara nasal · Maska nosowa · Nazal maske

CARA	3
JOYCEone	4
JOYCEeasy	8
JOYCE SilkGel	10
JOYCE	12

Full face mask · Máscara oronasal · Máscara buconasal · Maska twarzowa · Ağız-burun maskesi

CARA Full Face	3
JOYCEone Full Face	5
JOYCEclinic FF	6
JOYCEeasy next FF	7
JOYCEeasy Full Face	9
JOYCE Full Face SilkGel	11
JOYCE Full Face	13
JOYCE Full Face ^{plus}	14

Nasal pillow mask · Máscara con almohadilla nasal · Máscara nasal almofadada · Maska donosowa · Burun yastıklı maske

NP15	15
------	----



The full face mask JOYCEclinic FF in hospital use.

Máscara oronasal JOYCEclinic FF en la aplicación clínica.

A máscara para nariz e boca JOYCEclinic FF na utilização clínica.

Maska nosowo-ustna JOYCEclinic FF w aplikacji klinicznej.

Ağız-Burun maskesi JOYCEclinic FF ve klinikte kullanım.

Nasal mask/Máscara nasal/Máscara nasal/
Maska nosowa/Nazal maske

N

CARA

CARA

Size/Tamaño/Tamanho/Rozmiar/Boy

XS	WM 25590	WM 25590-1000*
S/M	WM 25600	WM 25600-1000*
M/L	WM 25610	WM 25610-1000*



Full face mask/Máscara oronasal/
Máscara buconasal/Maska twarzowa/
Ağız-burun maskesi

FF

CARA Full Face

CARA Full Face

Size/Tamaño/Tamanho/Rozmiar/Boy

S	WM 25630	WM 25630-1000*
M	WM 25640	WM 25640-1000*
L	WM 25650	WM 25650-1000*



Replacement part components / Componentes de repuesto / Componentes de peças de substituição / Elementy wymienne / Yedek parça bileşenleri

1
Headgear CARA
incl. set headgear clips
Cintas para la cabeza CARA
Inc. set de clips para cintas
Arnês de cabeça CARA
incl. kit de cliques para o arnês
Uprząż CARA
zaw. zestaw klipsów uprząży
Kafa bandı CARA
Bant klips seti dahi

Size/Tamaño/Tamanho/
Rozmiar/Boy

XS	WM 25191
Standard	WM 25192

2
Mask cushion CARA
Silicone
Almohadilla de máscara CARA
Silicona
Vedação da máscara CARA
Silicone
Koźnierz maski CARA
Silikon
Maske lastiği CARA
Silikon

Size/Tamaño/Tamanho/
Rozmiar/Boy

XS	WM 25189
S/M	WM 25238
M/L	WM 25239

3
Headgear CARA Full Face
incl. set headgear clips
Cintas para la cabeza CARA Full Face
Inc. set de clips para cintas
Arnês de cabeça CARA Full Face
incl. kit de cliques para o arnês
Uprząż CARA Full Face
zaw. zestaw klipsów uprząży
Kafa bandı CARA Full Face
Bant klips seti dahi

WM 25243

4
Mask cushion CARA Full Face
Silicone
Almohadilla de máscara CARA Full Face
Silicona
Vedação da máscara CARA Full Face
Silicone
Koźnierz maski CARA Full Face
Silikon
Maske lastiği CARA Full Face
Silikon

Size/Tamaño/Tamanho/
Rozmiar/Boy

S	WM 25601
M	WM 25602
L	WM 25603

5
Quick-release cord CARA Full Face
Quick-release system
Cinta de remoción para rápido retiro CARA Full Face
Retiro rápido
Corda de abertura CARA Full Face
Destruvamento rápido
Pasek bezpieczeństwa CARA Full Face
Umożliwia szybkie zwolnienie zapięcia
Hızlı çıkartma ipi CARA Full Face
Hızlı kilit açma mekanizması
WM 25623

*incl. 2 Mask cushion/incl. 2 Almohadilla de máscara/incl. 2 Vedação da máscara/incl. 2 Koźnierz maski/incl. 2 Maske lastiği





JOYCEone WM 25260
Size universal/Tamaño universal/
Tamanho universal/
Rozmiar: uniwersalny/Boyu standart

Replacement part components/Componentes de repuesto/Componentes de peças de substituição Elementy wymienne/Yedek parça bileşenleri

1
Headgear JOYCEone
incl. set headgear clips
Cintas para la cabeza JOYCEone
Inc. set de clips para cintas
Arnês de cabeça JOYCEone
incl. kit de cliques para o arnês
Uprząż JOYCEone
zaw. zestaw klipsów uprząży
Kafa bandı JOYCEone
Bant klips seti dahil
WM 25255

2
Forehead cushion
Silicone
Almohadilla para soporte frontal
Silicona
Almofada para a testa
Silicone
Poduszka czołowa
Silikon
Alın yastığı
Silikon
WM 26801

3
Mask cushion
Silicone
Almohadilla de máscara
Silicona
Vedação da máscara
Silicone
Koñierz maski
Silikon
Maske lastığı
Silikon
Tamaño universal/Tamanho universal/
Rozmiar: uniwersalny/Boyu standart
WM 25253

4
Ball-and-socket joint set one vented
Retaining ring, elbow, rotating sleeve
Set de conexión esférica one ventilada
Anilla de fijación, codo, adaptador giratorio
Kit de juntas esféricas one variante ventilada
Anel de segurança, cotovelo, casquilho rotativo
Zestaw z przegubem kulowym one vented
Pierścień podtrzymujący, kolanko, tulejka obrotowa
Döner başlık seti one vented
Emniyet bileziği, ara bağlantı parçası, döner kovan
WM 15908



JOYCEone Full Face WM 25290

Größe universal/Size universal/Taille unique/
Misura universale/Maat universeel

JOYCEone Full Face NV WM 25270

Größe universal/Size universal/Taille unique/
Misura universale/Maat universeel



Replacement part components/Componentes de repuesto/Componentes de peças de substituição
Elementy wymienne/Yedek parça bileşenleri

1
Headgear JOYCEone Full Face
incl. set headgear clips
Cintas para la cabeza
JOYCEone Full Face
Inc. set de clips para cintas
Arnês de cabeça JOYCEone Full Face
incl. kit de cliques para o arnês
Uprząż JOYCEone Full Face
zaw. zestaw klipsów uprząży
Kafa bandı JOYCEone Full Face
Bant klips seti dahil
WM 25277

6
Quick-release cord
Quick-release system
Cinta de remoción para rápido retiro
Retiro rápido
Corda de abertura
Destravamento rápido
Pasek bezpieczeństwa
Umożliwia szybkie zwolnienie zapięcia
Hızlı çıkartma ipi
Hızlı kilit açma mekanizması
WM 26890

2
Forehead cushion
Silicone
Almohadilla para soporte frontal
Silicona
Almofada para a testa
Silicone
Poduszka czołowa
Silikon
Alın yastığı
Silikon
WM 26801

7
Endoscope adapter set
retaining ring NV, endoscope elbow NV
Set de adaptador para endoscopia
Anilla de fijación NV, codo para endoscopia NV
Kit adaptador de endoscópio
Anel de segurança NV, cotovelo de endoscopia NV
Zestaw z adapterem do endoskopii
Pierścień podtrzymujący NV, kolanko do endoskopii NV
Endoskopi adaptörü seti
Emniyet bileziği NV, endoskopi ara bağlantı parçası NV
WM 15864

3
Mask cushion
Silicone
Almohadilla de máscara
Silicona
Vedação da máscara
Silicone
Koľnierz maski
Silikon
Maske lastığı
Silikon
Size universal/Tamaño universal/
Tamanho universal/Rozmiar:
uniwersalny/Boyut standart
WM 25293

4
Ball-and-socket joint set
one Full Face vented
Retaining ring, elbow, rotating sleeve,
anti-asphyxia valve
Set de conexión esférica
one Full Face ventilada
Anilla de fijación, codo, adaptador
giratorio, válvula anti-asfixia
Kit de juntas esféricas
one Full Face variante ventilada
Anel de segurança, cotovelo,
casquilho rotativo, válvula de
expiração de emergência
Zestaw z przegubem kulowym
one Full Face vented
Pierścień podtrzymujący, kolanko,
tulejka obrotowa, zastawka
zapobiegająca asfiksji
Döner başlık seti
one Full Face vented
Emniyet bileziği, ara bağlantı parçası,
döner kovan, acil durum soluk
verme valfi
WM 15944

5
Elbow set Full Face NV one/easy (blue)
Retaining ring NV, elbow NV
Set de codo Full Face NV one/easy (azul)
Anilla de fijación NV, codo NV
Kit cotovelo Full Face NV one/easy (azul)
Anel de segurança NV, cotovelo NV
Zestaw z kolankiem Full Face NV one/easy
(niebieski)
Pierścień podtrzymujący NV, kolanko NV
Set ara bağlantı parçası Full Face NV one/easy (mavi)
Emniyet bileziği NV, ara bağlantı parçası NV
WM 25275



JOYCEclinic FF NV:

Size/Tamaño/Tamanho/Rozmiar/Boyu S WM 26805 / 26857*
Size/Tamaño/Tamanho/Rozmiar/Boyu M WM 26815 / 26858*
Size/Tamaño/Tamanho/Rozmiar/Boyu L WM 26825 / 26859*

JOYCEclinic FF NV + AAV

Size/Tamaño/Tamanho/Rozmiar/Boyu S WM 26845 / 26869*
Size/Tamaño/Tamanho/Rozmiar/Boyu M WM 26855 / 26870*
Size/Tamaño/Tamanho/Rozmiar/Boyu L WM 26865 / 26871*

JOYCEclinic FF vented

Size/Tamaño/Tamanho/Rozmiar/Boyu S WM 26840 / 26866*
Size/Tamaño/Tamanho/Rozmiar/Boyu M WM 26850 / 26867*
Size/Tamaño/Tamanho/Rozmiar/Boyu L WM 26860 / 26868*

* im 10er Set / 10 items per package / 10 unités par emballage /
10 pezzi per confezione / 10 stuks per verpakkingseenheid



Replacement part components / Componentes de repuesto / Componentes de peças de substituição Elementy wymienne / Yedek parça bileşenleri

1
Headgear JOYCEclinic (5 pieces)
incl. set headgear clips
Cintas para la cabeza JOYCEclinic (5 unidades)
incluido un set de clips para cintas
Arnês de cabeça JOYCEclinic (5 unidades)
incl. kit de cliques para o arnês
Uprząż JOYCEclinic (5 szt.)
zaw. zestaw klipsów uprząży
Kafa bandı JOYCEclinic (5 adet)
Bant klips seti dahil
WM 26835

5
Endoscope adapter set Full Face NV
retaining ring NV, endoscope elbow NV
Set de adaptador para endoscopia Full Face NV
Anilla de fijación NV, codo para endoscopia NV
Kit adaptador de endoscópio Full Face NV
Anel de segurança NV, cotovelo de endoscopia NV
Zestaw z adapterem do endoskopii Full Face NV
Pierścień podtrzymujący NV, kolanko do endoskopii NV
Endoskopi adaptörü seti Full Face NV
Emniyet bileziği NV, endoskopi ara bağlantı parçası NV
WM 15864

2
Elbow set
Full Face NV one/easy (blue)
Retaining ring NV, elbow NV
Set de codo Full Face NV one/easy (azul)
Anilla de fijación NV, codo NV
Kit cotovelo Full Face NV one/easy (azul)
Anel de segurança NV, cotovelo NV
Zestaw z kolankiem Full Face NV one/easy (niebieski)
Pierścień podtrzymujący NV, kolanko NV
Set ara bağlantı parçası Full Face NV one/easy (mavi)
Emniyet bileziği NV, ara bağlantı parçası NV
WM 25269

6
Rotating joint adapter
Adaptador articulado giratorio
Adaptador com articulação rotativa
Adapter z przegubem obrotowym
Döner mafsallı adaptör
WM 26916

3
Elbow Full Face NV + AAV
(Leakage 1)
Codo Full Face NV + AAV
(fuga 1)
Cotovelo Full Face NV + AAV
(vazamento 1)
Kolanko Full Face NV + AAV
(typ przeciekowy 1)
Ara bağlantı parçası Full Face NV + AAV
(Kaçak 1)
WM 26834

4
Elbow Full Face vented
(Leakage 2)
Codo Full Face ventilado
(fuga 2)
Cotovelo Full Face variante ventilada (vazamento 2)
Kolanko Full Face vented
(typ przeciekowy 2)
Ara bağlantı parçası Full Face vented (Kaçak 2)
WM 26833

JOYCEeasy next FF



JOYCEeasy next FF

Size/Tamaño/Tamanho/Rozmiar/Boyu	S	WM 25109
Size/Tamaño/Tamanho/Rozmiar/Boyu	M	WM 25119
Size/Tamaño/Tamanho/Rozmiar/Boyu	L	WM 25129

JOYCEeasy next FF NV

Size/Tamaño/Tamanho/Rozmiar/Boyu	S	WM 25159
Size/Tamaño/Tamanho/Rozmiar/Boyu	M	WM 25169
Size/Tamaño/Tamanho/Rozmiar/Boyu	L	WM 25179



Replacement part components / Componentes de repuesto / Componentes de peças de substituição Elementy wymienne / Yedek parça bileşenleri

1
Headgear JOYCEeasy next FF
incl. set headgear clips
Cintas para la cabeza
JOYCEeasy next FF
Incl. set de clips para cintas
Arnês de cabeça JOYCEeasy next FF
incl. kit de cliques para o arnês
Uprząż JOYCEeasy next FF
zaw. zestaw klipsów uprząży
Kafa bandı JOYCEeasy next FF
Bant klips seti dahil
WM 25105

6
Quick-release cord
Quick-release system
Cinta de remoción para rápido retiro
Retiro rápido
Corda de abertura
Destravamento rápido
Pasek bezpieczeństwa
Umożliwia szybkie zwolnienie zapięcia
Hızlı çıkartma ipi
Hızlı kilit açma mekanizması
WM 26890

2
Forehead cushion
Silicone
Almohadilla para soporte frontal
Silicona
Almofada para a testa
Silicone
Poduszka czołowa
Silikon
Alın yastığı
Silikon
WM 26801

7
Endoscope adapter set
retaining ring NV, endoscope elbow NV
Set de adaptador para endoscopia
Anilla de fijación NV, codo para endoscopia NV
Kit adaptador de endoscópio
Anel de segurança NV, cotovelo de endoscopia NV
Zestaw z adapterem do endoskopii
Pierścień podtrzymujący NV, kolanko do endoskopii NV
Endoskopi adaptörü seti
Emniyet bileziği NV, endoskopi ara bağlantı parçası NV
WM 15864

3
Mask cushion
Silicone
Almohadilla de máscara
Silicona
Vedação da máscara
Silicone
Kolnierz maski
Silikon
Maske lastığı
Silikon
Size/Tamaño/Tamanho/Rozmiar/Boyu
S **WM 25104**
M **WM 25114**
L **WM 25124**

4
Ball-and-socket joint set easy next FF vented
Retaining ring, elbow, rotating sleeve, anti-asphyxia valve
Set de conexión esférica one Full Face ventilada
Anilla de fijación, codo, adaptador giratorio, válvula anti-asfíxia
Kit de juntas esféricas easy next FF variante ventilada
Anel de segurança, cotovelo, casquilho rotativo, válvula de expiração de emergência
Zestaw z przegubem kulowym easy next FF vented
Pierścień podtrzymujący, kolanko, tulejka obrotowa, zastawka zapobiegająca asfiksji
Döner başlık seti easy next FF vented
Emniyet bileziği, ara bağlantı parçası, döner kovan, acil durum soluk verme valfi
WM 15944

5
Elbow set
Full Face NV one/easy (blue)
Retaining ring NV, elbow NV
Set de codo Full Face NV one/easy (azul)
Anilla de fijación NV, codo NV
Kit cotovelo Full Face NV one/easy (azul)
Anel de segurança NV, cotovelo NV
Zestaw z kolankiem Full Face NV one/easy (niebieski)
Pierścień podtrzymujący NV, kolanko NV
Set ara bağlantı parçası Full Face NV one/easy (mavi)
Emniyet bileziği NV, ara bağlantı parçası NV
WM 25275

JOYCEeasy

Size/Tamaño/Tamanho/Rozmiar/Boyu S	WM 25510
Size/Tamaño/Tamanho/Rozmiar/Boyu M	WM 25520
Size/Tamaño/Tamanho/Rozmiar/Boyu L	WM 25530



Replacement part components / Componentes de repuesto / Componentes de peças de substituição
Elementy wymienne / Yedek parça bileşenleri

<p>1</p> <p>Headgear JOYCEeasy nasal incl. headgear clips Cintas para la cabeza JOYCEeasy nasal Inc. clips para cintas Arnês de cabeça JOYCEeasy nasal incl. cliques para o arnês Uprząż JOYCEeasy nasal zaw. klipsy uprząży Kafa bandı JOYCEeasy nasal Klips dahil WM 25505</p>	<p>2</p> <p>Forehead cushion Silicone Almohadilla para soporte frontal Silicona Almofada para a testa Silicone Poduszka czołowa Silikon Alın yastığı Silikon WM 26801</p>	<p>3</p> <p>Mask cushion Silicone Almohadilla de máscara Silicona Vedação da máscara Silicone Koźnierz maski Silikon Maske lastığı Silikon Size/Tamaño/Tamanho/Rozmiar/Boyu S WM 26803 M WM 26813 L WM 26823</p>	<p>4</p> <p>Ball-and-socket joint set easy, vented Retaining ring, elbow, rotating sleeve Set de conexión esférica easy ventilada Anilla de fijación, codo, adaptador giratorio Kit de juntas esféricas easy variante ventilada Anel de segurança, cotovelo, casquilho rotativo Zestaw z przegubem kulowym easy vented Pierścień podtrzymujący, kolanko, tulejka obrotowa Döner başlık seti easy vented Emniyet bileziği, ara bağlantı parçası, döner kovan WM 15798</p>
--	--	---	---

JOYCEeasy Full Face

Size/Tamaño/Tamanho/Rozmiar/Boyu	S	WM 25910
Size/Tamaño/Tamanho/Rozmiar/Boyu	M	WM 25920
Size/Tamaño/Tamanho/Rozmiar/Boyu	L	WM 25930




Replacement part components/Componentes de repuesto/Componentes de peças de substituição Elementy wymienne/Yedek parça bileşenleri

<p>1</p> <p>Headgear JOYCEeasy Full Face incl. headgear clips Cintas para la cabeza JOYCEeasy Full Face Inc. clips para cintas Arnês de cabeça JOYCEeasy Full Face incl. cliques para o arnês Uprząż JOYCEeasy Full Face zaw. klipsy uprząży Kafa bandı JOYCEeasy Full Face Klips dahil WM 25606</p>	<p>2</p> <p>Forehead cushion Silicone Almohadilla para soporte frontal Silicona Almofada para a testa Silicone Poduszka czołowa Silikon Alın yastığı Silikon WM 26801</p>	<p>3</p> <p>Mask cushion Silicone Almohadilla de máscara Silicona Vedação da máscara Silicone Koľnierz maski, Silikon Maske lastığı Silikon Size/Tamaño/Tamanho/Rozmiar/Boyu S WM 26853 M WM 26863 L WM 26873</p>	<p>4</p> <p>Ball-and-socket joint set easy Full Face vented Retaining ring, elbow, rotating sleeve, anti-asphyxia valve Set de conexión esférica easy Full Face ventilada Anilla de fijación, codo, adaptador giratorio, válvula antiasfixia Kit de juntas esféricas easy Full Face variante ventilada Anel de segurança, cotovelo, casquilho rotativo, válvula de expiração de emergência Zestaw z przegubem kulowym easy Full Face vented Pierścień podtrzymujący, kolanko, tulejka obrotowa, zastawka zapobiegająca asfiksji Döner başlık seti easy Full Face vented Emniyet bileziği, ara bağlantı parçası, döner kovan, acil durum soluk verme valfi WM 15897</p>	<p>5</p> <p>Elbow set Full Face NV one/easy (blue) Retaining ring NV, elbow NV Set de codo Full Face NV one/easy (azul) Anilla de fijación NV, codo NV Kit cotovelo Full Face NV one/easy (azul) Anel de segurança NV, cotovelo NV Zestaw z kolankiem Full Face NV one/easy (niebieski) Pierścień podtrzymujący NV, kolanko NV Set ara bağlantı parçası Full Face NV one/easy (mavi) Emniyet bileziği NV, ara bağlantı parçası NV WM 25275</p>
<p>6</p> <p>Quick-release cord Quick-release system Cinta de remoción para rápido retiro Retiro rápido Corde de abertura Destravamento rápido Pasek bezpieczeństwa Umożliwia szybkie zwolnienie zapięcia Hızlı çıkartma ipi Hızlı kilit açma mekanizması WM 26890</p>	<p>7</p> <p>Endoscope adapter set retaining ring NV, endoscope elbow NV Set de adaptador para endoscopia Anilla de fijación NV, codo para endoscopia NV Kit adaptador de endoscópio Anel de segurança NV, cotovelo de endoscopia NV Zestaw z adapterem do endoskopii Pierścień podtrzymujący NV, kolanko do endoskopii NV Endoskopi adaptörü seti Emniyet bileziği NV, endoskopi ara bağlantı parçası NV WM 15864</p>			

JOYCE SilkGel

Size/Tamaño/Tamanho/Rozmiar/Boyu S
Size/Tamaño/Tamanho/Rozmiar/Boyu M
Size/Tamaño/Tamanho/Rozmiar/Boyu L

WM 26118
WM 26128
WM 26138



Replacement part components / Componentes de repuesto / Componentes de peças de substituição
Elementy wymienne / Yedek parça bileşenleri

1
Headgear
WEINMANNstrap
for JOYCE-family
incl. headgear clips
Cintas para la cabeza
WEINMANNstrap
para la familia JOYCE
incl. clips para cintas
Arnês de cabeça
WEINMANNstrap
para gama JOYCE
incl. cliques para o arnês
Uprząż WEINMANNstrap
la serii JOYCE
zaw. klipsy uprząży
Kafa bandı
WEINMANNstrap
JOYCE ailesi için
Klips dahil
WM 26350

2
Forehead cushion
SilkGel
Almohadilla para soporte
frontal
SilkGel
Almofada para a testa
SilkGel
Poduszka czołowa
SilkGel
Alın yastığı
SilkGel
WM 26270

3
Mask cushion
SilkGel
Almohadilla de máscara
SilkGel
Vedação da máscara
SilkGel
Koñnierz maski
SilkGel
Maske lastığı
SilkGel

Size/Tamaño/Tamanho/
Rozmiar/ Boyu
S **WM 26152**
M **WM 26153**
L **WM 26154**

4
Ball-and-socket joint set, vented
Retaining ring, elbow, rotating sleeve
Set de conexión esférica ventilada
Anilla de fijación, codo, adaptador
giratorio
Kit de juntas esféricas variante ventilada
Anel de segurança, cotovelo, casquilho
rotativo
Zestaw z przegubem kulowym vented
Pierścień podtrzymujący, kolanko,
tulejka obrotowa

Döner başlık seti vented
Emniyet bileziği, ara bağlantı parçası,
döner kovan
WM 15672

5
Ball-and-socket joint set NV (blue)
Retaining ring NV, elbow NV and rotating sleeve
NV
et de conexión esférica NV (azul)
Anilla de fijación NV, codo NV, adaptador
giratorio NV
Kit de juntas esféricas NV (azul)
Anel de segurança NV, cotovelo NV, casquilho
rotativo NV
Zestaw z przegubem kulowym NV (niebieski)
Pierścień podtrzymujący NV, kolanko NV, tulejka
obrotowa NV

Döner başlık seti NV (mavi)
Emniyet bileziği NV, ara bağlantı parçası NV,
döner kovan NV
WM 26207

JOYCE Full Face SilkGel

Size/Tamaño/Tamanho/Rozmiar/Boyu	S	WM 26418
Size/Tamaño/Tamanho/Rozmiar/Boyu	M	WM 26428
Size/Tamaño/Tamanho/Rozmiar/Boyu	L	WM 26438



Replacement part components/Componentes de repuesto/Componentes de peças de substituição
Elementy wymienne/Yedek parça bileşenleri

1
Headgear
WEINMANNstrap
for JOYCE-family
incl. headgear clips
Cintas para la cabeza
WEINMANNstrap
para la familia JOYCE
Inc. clips para cintas
Arnês de cabeça
WEINMANNstrap
para gama JOYCE
incl. cliques para o arnês
Uprząż WEINMANNstrap
la serii JOYCE
zaw. klipsy uprząży
Kafa bandı
WEINMANNstrap
JOYCE ailesi için
Klips dahil
WM 26350

2
Forehead cushion
SilkGel
Almohadilla para soporte
frontal
SilkGel
Almofada para a testa
SilkGel
Poduszka czołowa
SilkGel
Alın yastığı
SilkGel
WM 26270

6
Quick-release cord
Quick-release system
Cinta de remoción para rápido retiro
Retiro rápido
Corda de abertura
Destravamento rápido
Pasek bezpieczeństwa
Umożliwia szybkie zwolnienie zapięcia
Hızlı çıkartma ipi
Hızlı kilit açma mekanizması
WM 26560

3
Mask cushion SilkGel
Almohadilla de máscara SilkGel
Vedação da máscara SilkGel
Koñnierz maski SilkGel
Maske lastığı SilkGel
Size/Tamaño/Tamanho/Rozmiar/Boyu
S **WM 26452**
M **WM 26453**
L **WM 26454**

4
Ball-and-socket joint set Full Face vented
Retaining ring, elbow, rotating sleeve,
anti-asphyxia valve
Set de conexión esférica Full Face ventilada
Anilla de fijación, codo, adaptador giratorio,
válvula antiasfixia
Kit de juntas esféricas Full Face variante ventilada
Anel de segurança, cotovelo, casquilho
rotativo, válvula de expiração de emergência
Zestaw z przegubem kulowym Full Face vented
Pierścień podtrzymujący, kolanko, tulejka obrotowa,
zastawka zapobiegająca asfiksji
Döner başlık seti Full Face vented
Emniyet bileziği, ara bağlantı parçası, döner kovan,
acil durum soluk verme valfi
WM 15674

5
Set Kugelgelenk NV (blau)
Sicherungsring NV,
Winkel NV und
Drehhülse NV
Ball-and-socket joint set
NV (blue)
Retaining ring NV, elbow
NV and rotating sleeve NV
Ensemble de l'articulation
(bleu)
Anneau de sécurité NV,
raccord angulaire NV,
douille rotative NV
Set snodo sferico NV (blu)
Anello di sicurezza NV,
raccordo angolare NV,
manicotto girevole NV
Set kogelgewricht NV
(blauw)
borgring NV,
hoek NV,
draaihuls NV
WM 26207



JOYCE

Size/Tamaño/Tamanho/Rozmiar/Boyu S	WM 26110
Size/Tamaño/Tamanho/Rozmiar/Boyu M	WM 26120
Size/Tamaño/Tamanho/Rozmiar/Boyu L	WM 26130
Size/Tamaño/Tamanho/Rozmiar/Boyu XL	WM 26140

JOYCE NV

Size/Tamaño/Tamanho/Rozmiar/Boyu S	WM 26160
Size/Tamaño/Tamanho/Rozmiar/Boyu M	WM 26170
Size/Tamaño/Tamanho/Rozmiar/Boyu L	WM 26180
Size/Tamaño/Tamanho/Rozmiar/Boyu XL	WM 26190



Replacement part components / Componentes de repuesto / Componentes de peças de substituição / Elementy wymienne / Yedek parça bileşenleri

* JOYCE:
transparent/transparente
transparente/ transparentny/
saydam

** JOYCE NV:
blue/azul/ azul/ niebieski/ mavi

1
Headgear
WEINMANNstrap
for JOYCE-family
incl. headgear clips
Cintas para la cabeza
WEINMANNstrap
para la familia JOYCE
Inc. clips para cintas
Arnês de cabeça
WEINMANNstrap
para gama JOYCE
incl. cliques para o arnês
Uprząż WEINMANNstrap
la serii JOYCE
zaw. klipsy uprząży
Kafa bandı
WEINMANNstrap
JOYCE ailesi için
Klips dahil
WM 26350

2
Forehead cushion
Almohadilla para
soporte frontal
Almofada para a testa
Poduszka czołowa
Alın yastığı
WM 26200

3
Mask cushion
Type/Size
Almohadilla de máscara
Tipo/tamaño
Vedação da máscara
tipo/tamanho
Koźnierz maski
Typ/Rozmiar
Maske lastığı
Boy/ebat
30 hPa, S **WM 26210**
30 hPa, M **WM 26220**
30 hPa, L **WM 26230**
30 hPa, XL **WM 26240**

4
Ball-and-socket joint set*
Retaining ring, elbow,
rotating sleeve
Set de conexión esférica*
Anilla de fijación, codo,
adaptador giratorio
Kit de juntas esféricas*
Anel de segurança, cotovelo,
casquilho rotativo
Zestaw z przegubem
kulowym*
Pierścień podtrzymujący,
kolanko, tulejka obrotowa
Döner başlık seti*
Emniyet bileziği, ara bağlantı
parçası, döner kovan
WM 26206

5
Ball-and-socket joint set
NV (blue)**
Retaining ring NV, elbow NV
and rotating sleeve NV
Set de conexión esférica
NV (azul)**
Anilla de fijación NV, codo NV,
adaptador giratorio NV
Kit de juntas esféricas
NV (azul)**
Anel de segurança NV, cotove-
lo NV, casquilho rotativo NV
Zestaw z przegubem
kulowym NV (niebieski)**
Pierścień podtrzymujący NV,
kolanko NV, tulejka obrotowa NV
Döner başlık seti NV (mavi)**
Emniyet bileziği NV, ara bağlantı
parçası NV, döner kovan NV
WM 26207

6
JOYCEstrapped
Headgear,
incl. headgear clips
Cintas para la cabeza
Inc. set de clips para
cintas
Arnês de cabeça
incl. kit de cliques para
o arnês
Uprząż
zaw. zestaw klipsów
uprząży
Kafa bandı
Bant klips seti dahil
WM 26290

All masks are delivered pre-assembled with headgear WEINMANNstrap. We also offer some variants pre-assembled with JOYCEstrap. To order, add "I" to the article number.

Todas las máscaras se entregan con la fijación para la cabeza WEINMANNstrap premontada. Asimismo ofrecemos algunas variantes con JOYCEstrap premontada. Para solicitarlas, añada «I».

Todas as máscaras são fornecidas pré-montadas com o arnês de cabeça WEINMANNstrap. Também dispomos de algumas variantes pré-montadas com JOYCEstrap. Adicione "I".

Wszystkie maski są dostarczane z fabrycznie dołączoną uprzążą WEINMANNstrap. Oferujemy również modele mask dostarczane z uprzążą JOYCEstrap. Aby zamówić taki wariant, należy dopisać „I”.


Bütün maskeler seri olarak kafa bandı WEINMANNstrap ile teslim edilir. Bazı modeller JOYCEstrap ile de sipariş edilebilir. Bunu «I» ile tamamlayınız.

Example/Ejemplo/Exemplo/Przykład/Örnek:

JOYCE Size M (incl. WEINMANNstrap) **WM 26120**

JOYCE Size M (incl. JOYCEstrap) **WM 26120/I**

JOYCE Full Face



JOYCE Full Face

Size/Tamaño/Tamanho/Rozmiar/Boyu S	WM 26410
Size/Tamaño/Tamanho/Rozmiar/Boyu M	WM 26420
Size/Tamaño/Tamanho/Rozmiar/Boyu L	WM 26430
Size/Tamaño/Tamanho/Rozmiar/Boyu XL	WM 26440

JOYCE Full Face 40 hPa

Size/Tamaño/Tamanho/Rozmiar/Boyu S	WM 26411
Size/Tamaño/Tamanho/Rozmiar/Boyu M	WM 26421
Size/Tamaño/Tamanho/Rozmiar/Boyu L	WM 26431
Size/Tamaño/Tamanho/Rozmiar/Boyu XL	WM 26441



Replacement part components/Componentes de repuesto/ Componentes de peças de substituição/Elementy wymienne/Yedek parça bileşenleri

* JOYCE FullFace,
JOYCE FullFace 40 hPa:
transparent/transparente
transparente/transparentny/saydam

** JOYCE FullFace NV 40 hPa:
blue/azul/ azul/ niebieski/ mavi
zwolnienie zapięcia

1
Headgear
WEINMANNstrap
for JOYCE-family
incl. headgear clips
Cintas para la cabeza
WEINMANNstrap
para la familia JOYCE
Inc. clips para cintas
Arnês de cabeça
WEINMANNstrap
para gama JOYCE
incl. clips para o arnês
Uprząż WEINMANNstrap
la serii JOYCE
zaw. klipsy uprząży
Kafa bandı
WEINMANNstrap
JOYCE ailesi için
Klips dahil
WM 26350

2
Forehead cushion
Almohadilla para
soporte frontal
Almofada para a
testa
Poduszka czołowa
Alın yastığı
WM 26200

3
Mask cushion
Type/Size
Almohadilla de máscara
Tipo/tamanho
Vedação da máscara
tipo/tamanho
Kołnierz maski
Typ/Rozmiar
Maske lastığı
Boyleba
30 hPa, S **WM 26510**
30 hPa, M **WM 26520**
30 hPa, L **WM 26530**
30 hPa, XL **WM 26540**
40 hPa, S **WM 26511**
40 hPa, M **WM 26521**
40 hPa, L **WM 26531**
40 hPa, XL **WM 26541**

4
Ball-and-socket joint set
Full Face vented*
Retaining ring, elbow, rotating sleeve,
anti-asphyxia valve
Set de conexión esférica
Full Face ventilada*
Anilla de fijación, codo, adaptador
giratorio, válvula antiasfixia
Kit de juntas esféricas
Full Face variante ventilada*
Anel de segurança, cotovelo,
casquilho rotativo, válvula de
expiração de emergência
Zestaw z przegubem kulowym
Full Face vented*
Pierścień podtrzymujący, kolanko,
tulejka obrotowa, zastawka
zapobiegająca asfiksji
Döner başlık seti
Full Face vented*
Emniyet bileziği, ara bağlantı parçası,
döner kovan, acil durum soluk verme valfi
WM 26569

5
Ball-and-socket joint set
NV (blue)**
Retaining ring NV, elbow NV and
rotating sleeve NV
Set de conexión esférica NV (azul)**
Anilla de fijación NV, codo NV,
adaptador giratorio NV
Kit de juntas esféricas NV (azul)**
Anel de segurança NV, cotovelo NV,
casquilho rotativo NV
Zestaw z przegubem
kulowym NV (niebieski)**
Pierścień podtrzymujący NV,
kolanko NV, tulejka obrotowa NV
Döner başlık seti NV (mavi)**
Emniyet bileziği NV, ara bağlantı parçası
NV, döner kovan NV
WM 26207

6
Quick-release cord
Quick-release system
Cinta de remoción
para rápido retiro
Retiro rápido
Corda de abertura
Destravamento rápido
Pasek bezpieczeństwa
Umożliwia szybkie
zwolnienie zapięcia
Hızlı çıkartma ipi
Hızlı kilit açma
mekanizması
WM 26560

7
JOYCEstrap
Headgear,
incl. headgear clips
Cintas para la cabeza
Inc. set de clips para cintas
Arnês de cabeça
incl. kit de clips para o arnês
Uprząż
zaw. zestaw klipsów uprząży
Kafa bandı
Bant klips seti dahil
WM 26290

All masks are delivered pre-assembled with headgear WEINMANNstrap. We also offer some variants pre-assembled with JOYCEstrap. To order, add "I" to the article number.

Todas las máscaras se entregan con la fijación para la cabeza WEINMANNstrap premontada. Asimismo ofrecemos algunas variantes con JOYCEstrap premontada. Para solicitarlas, añada «I».

Example/Ejemplo/Exemplo/Przykład/Örnek:


JOYCE Full Face Size M (incl. WEINMANNstrap) **WM 26420**

JOYCE Full Face Size M (incl. JOYCEstrap) **WM 26420/I**

JOYCE Full Face^{plus}

Size/Tamaño/Tamanho/Rozmiar/Boyu S
Size/Tamaño/Tamanho/Rozmiar/Boyu M
Size/Tamaño/Tamanho/Rozmiar/Boyu L
Size/Tamaño/Tamanho/Rozmiar/Boyu XL

WM 26413
WM 26423
WM 26433
WM 26443



Replacement part components / Componentes de repuesto / Componentes de peças de substituição
Elementy wymienne / Yedek parça bileşenleri

1
Headgear
WEINMANNstrap
incl. headgear clips
Cintas para la cabeza
WEINMANNstrap
para la familia JOYCE
Inc. clips para cintas
Arnês de cabeça
WEINMANNstrap
para gama JOYCE
incl. cliques para o arnês
Uprząż WEINMANNstrap
la serii JOYCE
zaw. klipsy uprząży
Kafa bandı
WEINMANNstrap
JOYCE ailesi için
Klips dahil
WM 26350

2
Forehead cushion
Almohadilla para
soporte frontal
Almofada para a
testa
Poduszka czołowa
Alın yastığı
WM 26200

3
Mask cushion
Type/Size
Almohadilla de máscara
Tipo/tamaño
Vedação da máscara
tipo/tamanho
Koźnierz maski
Typ/Rozmiar
Maske lastığı
Boy/leba
JOYCE Full Face^{plus}
plus, S **WM 26586**
plus, M **WM 26587**
plus, L **WM 26588**
plus, XL **WM 26589**

4
Ball-and-socket joint set
Full Face vented*
Retaining ring, elbow, rotating
sleeve, anti-asphyxia valve
Set de conexión esférica
Full Face ventilada*
Anilla de fijación, codo, adaptador
giratorio, válvula antiasfixia
Kit de juntas esféricas
Full Face variante ventilada*
Anel de segurança, cotovelo,
casquilho rotativo, válvula de
expiração de emergência
Zestaw z przegubem kulowym
Full Face vented*
Pierścień podtrzymujący, kolanko,
tulejka obrotowa, zastawka
zapobiegająca asfiksji
Döner başlık seti
Full Face vented*
Emniyet bileziği, ara bağlantı
parçası, döner kovan,
acil durum soluk verme valfi
WM 26569

5
Ball-and-socket joint set
NV (blue)**
Retaining ring NV, elbow NV and
rotating sleeve NV
Set de conexión esférica NV
(azul)**
Anilla de fijación NV, codo NV,
adaptador giratorio NV
Kit de juntas esféricas NV
(azul)**
Anel de segurança NV, cotovelo
NV, casquilho rotativo NV
Zestaw z przegubem
kulowym NV (niebieski)**
Pierścień podtrzymujący NV,
kolanko NV, tulejka obrotowa NV
Döner başlık seti NV (mavi)**
Emniyet bileziği NV, ara bağlantı
parçası NV, döner kovan NV
WM 26207

6
Quick-release cord
Quick-release system
Cinta de remoción
para rápido retiro
Retiro rápido
Corda de abertura
Destramiento rápido
Pasek bezpieczeństwa
Umożliwia szybkie
zwolnienie napięcia
Hızlı çıkartma ipi
Hızlı kilit açma
mekanizması
WM 26560

7
JOYCEstrap
Headgear,
incl. headgear clips
Cintas para la cabeza
Inc. set de clips para cintas
Arnês de cabeça
incl. kit de cliques para o arnês
Uprząż
zaw. zestaw klipsów uprząży
Kafa bandı
Bant klips seti dahil
WM 26290

All masks are delivered pre-assembled with headgear WEINMANNstrap. We also offer some variants pre-assembled with JOYCEstrap. To order, add "I" to the article number.

Todas las máscaras se entregan con la fijación para la cabeza WEINMANNstrap premontada. Asimismo ofrecemos algunas variantes con JOYCEstrap premontada. Para solicitarlas, añada «I».

Todas as máscaras são fornecidas pré-montadas com o arnês de cabeça WEINMANNstrap. Também dispomos de algumas variantes pré-montadas com JOYCEstrap. Adicione «I».

Wszystkie maski są dostarczane z fabrycznie dołączoną uprzążą WEINMANNstrap. Oferujemy również modele mask dostarczane z uprzążą JOYCEstrap. Aby zamówić staki wariant, należy dopisać „I”.

Bütün maskeler seri olarak kafa bandı WEINMANNstrap ile teslim edilir. Bazı modeller JOYCEstrap ile de sipariş edilebilir. Bunu «I» ile tamamlayınız.

Example/Ejemplo/Exemplo/Przykład/Örnek:

JOYCE Full Face Size M (incl. WEINMANNstrap) **WM 26420**

JOYCE Full Face Size M (incl. JOYCEstrap) **WM 26420/I**



Replacement part components/Componentes de repuesto/Componentes de peças de substituição
Elementy wymienne/Yedek parça bileşenleri

1

Headgear NP15
Cintas para la cabeza NP15
Arnês de cabeça NP15
Uprząż NP15
Kafa bandı NP15
WM 26775

2

Forehead cushion
Almohadilla para soporte frontal
Almofada para a testa
Poduszka czołowa
Alın yastığı
WM 26777

3

Almohadilla nasal
Almofada nasal
Poduszka nosowa
Burun yastığı
Size/Tamaño/Tamanho/Rozmiar/Boyu S **WM 26782**
Size/Tamaño/Tamanho/Rozmiar/Boyu M **WM 26787**
Size/Tamaño/Tamanho/Rozmiar/Boyu L **WM 26792**

CE 0197



© Copyright protected.
Copying or reproduction of any sort requires the explicit approval of Löwenstein Medical Technology.

Löwenstein Medical Technology
Kronsaalsweg 40, 22525 Hamburg
Germany
T: +49 40 54702-0
F: +49 40 54702-461
info@loewensteinmedical.de
www.loewensteinmedical.de

